



Picture by courtesy of SENSE education

Picture by courtesy of SENSE education



CJ-Optik GmbH & Co. KG

Willeckstrasse 1
35614 Asslar/Werdorf
Germany

Phone: +49 (0) 6443 81 81 33 0

Fax: +49 (0) 6443 81 81 33 9

E-Mail: info@cj-optik.de

Website: www.cj-optik.de

 www.facebook.com/cjoptik

Технодент Проект

г. Харьков

Тел.: (067) 573 54 14, 343 88 76


E-Mail: sale.dentpro@gmail.com

г. Киев

Тел.: (067) 69 00 255

E-Mail: dentpro@kievnet.com.ua

Website: www.dentpro.info



Scan the QR code
to visit us online.

Микроскоп Flexion

**стоматологический микроскоп, воплотивший
в себе все что необходимо требовательному
профессионалу**

 **OPTIK**
Mikroskope in Medizin & Technik

 **OPTIK**
Mikroskope in Medizin & Technik



CJ-Optik Flexion Микроскоп

Made in Germany,
с немецкой точностью.

Апо и Plan - апохроматическая оптика с новейшими покрытиями, подобранными по индексу, обеспечивает максимальную коррекцию аберрации, цвета и светопропускания.

Точная и инновационная конструкция с функционально продуманным эргономичным расположением всех элементов управления и непревзойденной легкостью перемещения!



Все **самое необходимое** оптимизировано в одной системе для достижения наилучших оптических, эргономических и механических характеристик.



- 1 **VarioFocus³ 210 – 470 мм**
 - дополнительное **рабочее расстояние** 120 мм для эргономичного позиционирования и большего комфорта в работе*
 - **Поле зрения** увеличено более чем на 25%*
- 2 **SensorUnit** легкое управление фото и видео фиксацией изображений одним касанием пальца
- 3 Опциональная **ручка** регулировки межзрачкового расстояния

Теперь все сомнительные моменты становится кристально ясными!



MonoGlobe - идеально сбалансированная система для легкого позиционирования



HD-фотоадаптер для всех основных марок фотокамер (APS-C \FullFrame). Встроенный блок питания для серии Sony Alpha



Эргономичность, функциональность, надежность конструкции и простота использования - все реализовано в одном!



Превосходное светопропускание для оптимального обзора и документирования



Ergotube 30° с регулировкой наклона удлиненных бинокляров 0-200°