

Transformer Votre microscope

Designed,
developed and
made in Germany



VarioFocus

- Compatible avec tous les principaux microscopes
- Remplace votre objectif actuel
- Amélioration de l'ergonomie lors du traitement
- VarioFocus2 200 - 350 mm | PLAN-APO



Adaptateur HD

- Correction des couleurs apochromatiques
- Une netteté inégalée pour la photo/vidéo
- Optimisé pour les capteurs APS-C et Full Frame
- Compatible avec tous les principaux microscopes
- Essentiel pour la documentation et la formation



Extension Ergo 30 °

- Compatible avec tous les principaux microscopes
- Position de travail ergonomique
- Avec ou sans sortie séparateur optique 50:50



Séparateur optique

- Compatible avec tous les principaux microscopes
- Sortie monolatérale ou bilatérale / T50: R50



Sortie Smartphone

- Compatible avec tous les principaux microscopes
- Une netteté inégalée pour la photo/vidéo ou les flux en direct pour les médias sociaux
- Support universel jusqu'à smartphones 6,5 "
- Assemblage Plug & Play
- Système de rotation d'image à 360 °

Transformer

Votre microscope



Source de lumière LED haute puissance

- Boîtier externe avec différents connecteurs
- Temp de couleur. 5.800 K /> 60.000 h durée de vie
- Flux lumineux de 250.000 lux



Retrofit éclairage LED

- Retrofit LED Opmi Pico
- Source lumineuse externe haute puissance UB-300
- Connecteur pour fibre optique
- > 30.000 h de durée de vie



Source de lumière LED externe

- Boîtier externe avec différents connecteurs
- Temp de couleur. 5.800 K /> 30.000 h durée de vie
- Connecteurs pour toutes les fibres optiques courantes



CJ-Optik GmbH & Co. KG

Willeckstrasse 1
35614 Asslar/Werdorf
Allemagne

Tél. : +49 (0) 6443 81 81 330
info@cj-optik.de
www.cj-optik.de

Notre distributeur exclusif en France : 3MC Concept Sarl

1 Place Paul Verlaine
92100 – Boulogne-Billancourt
France

Tél. : +33 1 47 09 60 18
contact@3mc-concept.fr
www.3mc-concept.fr